



ordre d'entrée dans le labo :
3 – 5 – 7 – 9 – 12 – 14 – 1

 entrée dans le labo

 sortie du labo

-  pompes à vide
-  POMPES (liquides)
-  ÉTUVE
-  BALANCE
-  LAMPE UV

utilisés
uniquement
sous la
supervision du
professeur

Pompe à vide n°3

Appuyer sur
l'interrupteur
ON/OFF avec le pied

Pompe à vide n°4

Appuyer sur
l'interrupteur
ON/OFF avec le pied

ETUVE

Demander le
professeur pour
l'ouverture et la
fermeture de la porte

BALANCE

**Demander au professeur
de faire la pesée**

LAMPE UV

Demander au professeur
de faire la révélation de
la plaque CCM

POMPES (réactifs)

**Demander au professeur
de prélever les réactifs
liquides**